


## Lomatuell® H


Tulle gras vaseliné, hydrophobe

Trame en tulle prête à l'emploi, imprégnée de vaseline blanche et recouverte de papier cristal des deux côtés pour le soin doux de la surface de la plaie. Le tulle à mailles larges favorise l'évacuation d'exsudat\*. La vaseline blanche prévient l'adhérence à la plaie\*. Ainsi, un changement atraumatique du pansement est possible, le repos de la plaie est assuré et le processus de cicatrisation naturel est favorisé\*. Ce produit est découpable.

\* Sur base d'études *in vitro*



### Mode d'action



1. la vaseline blanche prévient l'adhérence à la plaie\*
2. bon drainage de l'exsudat de la plaie
3. L'évacuation d'exsudat est favorisée
4. peut être utilisé en association avec un pansement secondaire\*\*
5. changement de pansement atraumatique\*

\*\**Combinaisons recommandées\**:

- Curafix H
- Vliwasorb
- Vliwazell
- Vliwasorb adhesive
- Vliwaktiv
- Suprasorb P
- Suprasorb F

- Vliwaktiv Ag
- Solvaline N
- Vliwasoft
- Traitement compressif

## Composition du produit

coton (tulle actif à larges mailles) et vaseline blanche, recouvert de papier cristal

## Information de commande

Lomatuell H

stérile, scellé en emballage individuel

Dimensions (cm)	REF	CNK	Unité de conditionnement
5 x 5	23314	1685197	10/360
10 x 10	23315	0433870	10/120
20 x 10	23316	0433888	10/120
30 x 10	23317	0433896	10/80
10 x 10	23318	0433904	50/450

## Indications

- sites donneurs
- ulcères variqueux
- escarres
- brûlures
- coupures
- écorchures

## Propriétés

- favorise l'évacuation de l'exsudat et protège les plaies superficielles des adhérences
- minimise le risque d'adhérence à la plaie<sup>\*)</sup>
- imprégné de vaseline blanche
- favorise le processus de guérison naturel
- garantit le repos de la plaie
- découpable

<sup>\*)</sup> Sur base d'études in vitro