

## Pro-ophta® Pansement oculaire S

### Pansement oculaire

Comme pansement élastique doté d'un verre de montre avec un disque transparent rond, le pansement oculaire Pro-ophta S est utilisé de préférence en postopératoire et en cas de lagophtalmie et de parésie faciale. Le disque est transparent et rigide. Elle peut ainsi par exemple soutenir l'œil non opéré après dissipation de l'anesthésie. Le pansement oculaire S est également utilisé dans le traitement de la kératite sèche. Le pansement oculaire Pro-ophta S s'adapte aux différentes formes de visage grâce à ses deux tailles de disque différentes.



### Composition du produit

Tissu élastique dans le sens de la largeur, couleur chair, 70 % viscose, 30 % polyamide polycarbonate transparent, substance adhésive en polyacrylate douce pour la peau

### Information de commande

#### Pro-ophta Pansement oculaire S

non stérile, scellé en emballage individuel

Taille	Dimensions (cm)	Ø (cm)	Zone bombée (cm)	REF	CNK	Unité de conditionnement
petit	10 x 7,2	4,6	0,6	34227	3237666	1/5/200
petit	10 x 7,2	4,6	0,6	34228	1754498	50/600
grande	11,4 x 7,8	5,1	0,8	34229	3916780	1/5/120
grande	11,4 x 7,8	5,1	0,8	34230	1754480	50/600

### Indications

- pour la protection de l'œil
  - ◆ après opération d'une ptose
  - ◆ en cas de lagophtalmie
  - ◆ en cas de parésie faciale
  - ◆ en cas de kératite sèche

### Propriétés

- disque perméable à la lumière, rigide et résistant à la rupture
- un contrôle régulier de l'œil est pratiqué
- application de médicaments possible
- adhésif doux pour la peau — convient aux traitements à long terme
- rapidement applicable
- disponible en 2 tailles de disques